

Coenzima Q10 - Vitamina E TPGS

ISTRUZIONI PER L'USO

COQUN®

Dispositivo medico soluzione oftalmica antiossidante senza conservanti

Trattamento complementare alla terapia ipotonizzante nel Glaucoma

Destinazione d'uso

COQUN® è una soluzione oftalmica sterile in flacone da 10 ml, senza conservanti, a base di Coenzima Q10 e VITAMINA E TPGS, due molecole ad azione antiossidante. COQUN® favorisce la riduzione dello stress ossidativo della superficie oculare associata al Glaucoma e all'uso prolungato dei trattamenti farmacologici.

COQUN® è indicato come trattamento complementare alle terapie associate al glaucoma, per la sua capacità di contrastare i danni ossidativi strettamente correlati a questa patologia.

COQUN® è destinato a pazienti di età superiore ai 18 anni che assumono farmaci per il trattamento del glaucoma.

Modalità D'uso

Instillare 1-2 gocce di COQUN® nel sacco congiuntivale di ciascun occhio 2-3 volte al giorno o secondo diverso parere del proprio oculista.

Come si applica il Coqun®?



Figura 1

Prima dell'uso rimuovere l'anello tamper-evident



Figura 2

Rimuovere il tappo di protezione



Figure 3

Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale di ciascun occhio, tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto. Erogare il prodotto premendo leggermente il flacone. In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.




Figura 4

Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: la soluzione può essere riutilizzata entro 2mesi dopo la prima apertura.

Quali altre indicazioni devono essere rispettate ai fini dell'applicazione?

Instillare COQUN® almeno 10 minuti prima o dopo la somministrazione di farmaci o altri dispositivi medici.

Controindicazioni e Avvertenze

- Non utilizzare il prodotto se allergici o ipersensibili ad uno qualsiasi dei componenti.
- In caso di reazioni avverse, interrompere l'uso e consultare il proprio oculista.
- Non sono disponibili dati clinici in soggetti di età inferiore ai 18 anni, in donne in gravidanza o in allattamento. Pertanto se ne sconsiglia l'uso in questi pazienti.
- Il prodotto può essere instillato anche durante l'uso di lenti a contatto.
- Il prodotto mantiene la sua sterilità fino a 60 giorni dalla prima apertura del flacone.
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Lavare le mani prima di applicare il prodotto.
- Non toccare gli occhi o altre superfici con la punta del flacone.
- Non usare il flacone se danneggiato.
- Conservare il prodotto lontano da fonti di luce, calore e dalla portata dei bambini.
- Conservare il prodotto tra 8 °C e 25°C.
- Evitare l'uso promiscuo del prodotto.
- Uso oftalmico, non ingerire.
- Smaltire i materiali di confezionamento del prodotto secondo le normative vigenti.

In caso di evento avverso grave, segnalare al fabbricante (regulatory@visufarma.com) e alle autorità locali competenti.

Composizione

100 mg di Coenzima Q10, 500 mg di Vitamina E TPGS (d-alfa tocoferil polietilenglicole 1000 succinato), 220 mg di Sodio fosfato monobasico diidrato, 950 mg di Sodio fosfato dibasico diidrato, 100 mg di EDTA disodico, Sodio cloruro 390 mg (qb a 300 mOsm/Kg), acqua per iniezione a 100 mL.

Confezioni

Flacone da 10 mL senza conservanti con sistema OSD (Ophtalmic Squeeze Dispenser).

Istruzioni per l'uso Rev. Febbraio 2026



VISUfarma S.p.A

Via Alberto Cadlolo, 21 - 00136 Rome, Italy

<https://visufarma.it/>

